




LA CHAISE RAIZER®



GUIDE UTILITAIRE




Installez vous près de la personne tombée



Installez le siège.

Soulevez les cuisse dans une position inclinée.

Poussez délicatement le siège sous les cuisses.



Tournez l'épaule de la personne en poussant délicatement son coude. Passez délicatement le dossier (avec la marque rouge pour la gauche) sous l'épaule de la personne.



Faites glisser le dossier dans le siège jusqu'au clic.

Si nécessaire, mettez un pied devant la partie siège pour l'empêcher d'avancer.

Introduisez le pied arrière du Raizer (marqué en rouge pour la gauche) dans l'encoche du siège jusqu'au clic pour le mettre en place.



Faites glisser le pied de devant du Raizer (marqué en rouge pour le côté gauche) dans le siège jusqu'au clic. Notez que le mécanisme de blocage doit être du côté extérieur.



RÉPÉTER

A L'OPPOSÉ

MARQUE VERTE

Répéter pour le côté opposé (marque verte)



MONTER

Batterie
chargeur

Prêt pour utilisation

DESCENDRE
ARRÊT





Soutenez la personne derrière la tête avec une main.

Lever en utilisant le bouton flèche en haut sur le panneau latéral.



Le dispositif s'arrêtera automatiquement lorsque la personne atteindra la position assise.

Aider le patient à se lever.



Redescendre le Raizer® en position allongé et enlever les pieds du Raizer® dans le sens inverse du montage

Caractéristiques techniques

***Capacité de levage: MAX 150kg – temps de levage 20-30 secondes

***Poids: Siège 9 kg + pieds et dossiers 4 kg = Total 13 kg

Nombre de levage par chargement de batterie

Charge moyenne 40 levages - charge maximale 100 levages.

***Temps de chargement: 6 heures maximum ***

***Chargement de la batterie vide: 10-15 minutes bon pour 1 transfert.